

## PREPARACIÓN DE SUERO CDS, DMSO

La Dra. Nadiya Popel

### **NOS EXPLICA LA PREPARACION DE SUERO CDS, DMSO**

1. Agua destillada ( Guinama)

2. Agua de mar 110 ml

Hervir, enfriar, embotellar

3. CDS 20 mo

4. DMSO 5 ml

### PREPARACIÓN DE SUERO

#### **PREPARACIÓN DE SUERO:**

- 110 agua de mar

- 330 ml agua destilada

(Guinama)

Hervir, enfriar, embotellar